



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół endoskopowy Wesseling BASIX 5 FLEX(BAS5FHMW) (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji holenderskiej,
- BasiX 5 Flex jest najbardziej wszechstronnym modelem i jest wyposażony w podłokietniki i można go ustawić w pozycji drainage i Trendelenburga.
- Sekcja tylna i środkowa zostały wyposażone po dwie sprężyny gazowe, segment zagłówka w pojedynczą sprężynę gazową.
- Stół posiada podłokietniki z regulacją wysokości obok sekcji głowy
- Dzięki podłokietnikom pacjent może położyć ręce przy głowie i przyjąć bardzo wygodną pozycję,
- W standardzie stół jest regulowany za pomocą siłownika hydraulicznego, posiada koła z układem hamulcowym oraz pozycję drainage i Trendelenburga,
- **Parametry techniczne:**
  - Długość: 200 cm,
  - Szerokość: 64 cm,
  - Grubość tapicerki: 50 mm
  - Regulacja wysokości: od 48 do 98 cm,
  - Regulacja zagłówka: -55° do 85°,
  - Regulacja leża: 0° do -25°
  - Regulacja oparcia: -25° do 85°,
  - Regulacja podłokietników: 0-17 cm,
  - Udźwig : 225 kg,
  - Bezpieczne obciążenie robocze: 250 kg,
  - Czas trwania regulacji wysokości: 40 sek.
  - Regulowane sekcje: 5,
  - Układ hamulcowy: centralny,
  - Kółka: Ø 75 mm,
- **Jako opcje dodatkowe dostępne są (za dopłatą):**
  - Uchwyt rolki papieru,
  - Otwór na nos,
  - Duża poduszka na kark,
  - Nożna regulacja wysokości (sterowanie z ramy),
  - Specjalna szerokość blatu 70cm,
  - Specjalna szerokość blatu 80cm,
  - Grubsza tapicerka 70mm,
  - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm,
  - Pokrowiec z tkaniny frotte na stoły 65-70 cm z wycięciem na twarz.
  - Dodatkowy przełącznik do regulacji wysokości,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24-miesiące,

