



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw BRAVO G4 28l (Produkt nowy)**

- Nowy
- Produkcji kanadyjskiej,
- Autoklaw klasy B,
- Autoklaw BRAVO G4, to ultranowoczesny sposób na skuteczną, szybką i niezawodną sterylizację narzędzi medycznych w gabinecie, klinice i szpitalu,
- Autoklaw jest zarządzany całkowicie przez zaawansowany komputer pokładowy, z obszerną komorą sterylizacyjną z tłoczonej stali nierdzewnej, obsługą sieci komputerowej, rejestracją cykli i innymi nowoczesnymi rozwiązaniami stawiającymi go w gronie czołowych konstrukcji tego typu z dostępnych na rynku,
- Charakteryzuje go bardzo zaawansowany system próżni frakcjonowanej, który pozwala na całkowite (100%) usunięcie powietrza z materiałów wgłębionych i porowatych, a także skuteczna faza próżniowego suszenia końcowego. Usuwa wszelkie ślady wilgoci z dowolnego wsadu,
- Wydajny system generowania pary, niezwykle sprawny układ hydrauliczny i sterowanie mikroprocesorowe (w połączeniu z czujnikami o wysokiej precyzji), gwarantują dużą prędkość przeprowadzania procesu oraz doskonałą stabilność parametrów termodynamicznych,
- **Wyposażenie standardowe BRAVO G4 28L:**
  - wbudowany rejestrator cykli,
  - pendrive USB do rejestratora,
  - pojemnik do napełniania zbiornika wody czystej,
  - obrotowy stelaż na tace narzędziowe,
  - tace narzędziowe 5 szt.,
  - lejek,
  - wąż odpływowy do kanalizacji,
  - komplet przyłączy,
  - Filtr HEPA (zainstalowany w urządzeniu,
  - instrukcja obsługi w języku polskim,
- **Dane techniczne:**
  - Producent: SCICAN,
  - Normy: PN EN 13060,
  - Przeznaczenie autoklawu: autoklaw medyczny,
  - Certyfikat CE: tak,
  - Zgłoszenie do UDT: zgłoszenie pełne,
  - Certyfikat Medical device: tak,
  - Gwarancja: 24 m-ce lub 2500 cykli,
  - Język obsługi: polski,
  - Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy,
  - Rejestracja cykli: wbudowany rejestrator na pendrive,
  - Sterylizacja wsadów typu: B, S, N,
  - Drukowanie etykiet: zewnętrzna drukarka (opcja),
  - Praca w LAN: WiFi lub kabel sieciowy RJ45,
  - Oprogramowanie sieciowe: wbudowane, przeglądarka WWW,
  - Pojemność komory: 28l,
  - Ryglowanie drzwi: automatyczne,
  - Wymiar komory: fi 28 cm dł. 45 cm,
  - Ilość tac: 6,
  - Wymiar tacy: 18 x 38 cm,
  - Maksymalna ładowność wsadu:
    - 9 kg narzędzi,
    - 1,5 kg tekstylia
  - Wytwornica pary: poza komorą sterylizacyjną,
  - Pojemnik na wodę destylowaną: tak,
  - Zbiornik na wodę zużytą: tak,
  - Zewnętrzny demineralizator: opcja,
  - Podłączenie do sieci wod-kan: opcja,
  - Głośność urządzenia: < 67dB,
  - Moc pobiera: 2300W,
  - Wymiary zewnętrzne urządzenia: 48,0 x 60,0 x 45,0 cm (szer. x głęb. x wys.),
  - Waga urządzenia: 53 kg,
  - Awaryjne odblokowanie i otwarcie urządzenia: tak,
  - Dodatkowe technologie:
    - monitoring i zarządzanie przez sieć LAN,
    - G4 CLOUD - praca w chmurze,
    - zaprogramowany start,
    - profile użytkowników,
    - funkcja przypomnienia o wykonaniu testów (Vacuum - Helix / B&D - Vacuum + Helix / B&D),
- Posiada wystawiony Aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące lub 2500 cykli (Gwarancja kończy się z upływem 24 miesięcy od zakupu lub po przekroczeniu 2500 cykli sterylizacyjnych)
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka.



**28**



**25x45 cm**  
**6 tac**  
**narzędziowych**  
**30 pakietów**

**PRAISTON**  
 MEDICAL EQUIPMENT