



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser medyczny QUANTA SYSTEM Q1 LIGHT B (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 3500 W,
- **Laser LIGHT B** przeznaczony jest nie tylko do pełnej gamy zabiegów naczyniowych, ale również do depilacji i odmładzania skóry,
- **Urządzenie wyposażone jest w:**
 - Wbudowany 5,5 " dotykowy ekran,
 - Proste intuicyjne menu, możliwość wyboru języka: EN, IT,
 - Pokrętko do zmian wartości parametru,
 - **Źródło lasera, emitujące długości fali 1064 nm:**
 - Laser Nd:Yag 1064 nm, to wysokiej mocy laser z trybami krótko i długoimpulsowym dla efektywnego leczenia naczyniowego, usuwania owłosienia ze wszystkich rodzajów skóry i odmładzania skóry.
 - Dzięki dużej absorpcji w hemoglobinie, fala 1064 nm jest idealna do leczenia naczyniowego i usuwania przebarwień,
 - Długość fali 1064 nm ma także dobrą absorpcję w melaninie, co gwarantuje skuteczność w usuwaniu owłosienia,
 - Tryb krótkoimpulsowy jest odpowiedzialny za odmładzanie skóry,
 - Przycisk bezpieczeństwa „STOP”,
 - Szybki port kalibracyjny TWAIN IPL,
 - Światłowod,
 - Końcówkę chłodzącą skórę (OFF, + 4° C, + 8° C, + 12° C),
- **Zastosowanie:**
 - Trwała redukcja owłosienia każdego fototypu skóry,
 - Dermatologiczne zabiegi naczyniowe,
 - Zabiegi odmładzania skóry,
- **Specyfikacja lasera:**
 - Laser: ND:YAG,
 - Długość fali (nm):
 - 1064 długi impuls,
 - 1064 krótki impuls,
 - Długość impulsu:
 - 3 - 300 ms (długi impuls),
 - 0,3 - 0,8 ms (krótki impuls),
 - Częstotliwość powtarzania:
 - Do 2 Hz (długi impuls),
 - Do 7 Hz (krótki impuls),
 - Rozmiar plamki:
 - Do 14 mm (długi impuls),
 - Do 6 mm (krótki impuls),
 - Maksymalna płynność [J/cm²]:
 - >800 @ 2 mm (długi impuls),
 - Do 30 @ 5 mm (krótki impuls),
- Aparat mobilny, posiada dwa podwójne, skrętne kółka z przodu,
- Z przodu i z tyłu wygodne uchwyty do przemieszczania urządzenia,
- **W zestawie:**
 - Głowica lasera z końcówką chłodzącą skórę,
 - Światłowod,
 - Załącznik nożny,
 - Kluczyki do urządzenia - 2 szt.,
 - Uchwyt do głowicy,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim,
 - Przewód zasilający,
- Gabaryt ogólny: 48 x 156 x 109 cm,
- Waga zestawu: 130 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

