



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ładowarka HP do akumulatorów defibrylatora CodeMaster 100 M2480B (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 VA,
- **Ładowarka HP2480B** służy do ładowania akumulatorów modeli M2476 oraz M2477B do defibrylatora HP CodeMaster 100,
- Umożliwia ładowanie jednocześnie dwóch akumulatorów (**brak w zestawie**),
- Wyposażona w męskie złącze RS-232,
- Posiada kontrolki ładowania i naładowania baterii, trwającego testu wydajności, pozytywnie zakończonego testu oraz błędu,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku francuskim,
- Wizualny alarm informuje o konieczności wykonania testu baterii,
- Wysuwana spod urządzenia legenda ułatwia obsługę,
- **Specyfikacja:**
 - Czas ładowania akumulatorów: 2 - 3 h,
 - Czas testu wydajności: ok. 24 h,
 - Zalecana temperatura ładowania: 10 - 30° C,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 36,5 x 13,5 x 34 cm,
- Waga: 7 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

