



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Taboret prysznicowy ETAC STAPEL (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji szwedzkiej,
- **Taboret prysznicowy ETAC Stapel** to idealny produkt dla osób starszych, ułatwiający codzienną higienę,
- Taboret zapewnia bezpieczeństwo, dzięki gumowym zakończeniom na nóżkach,
- Antykorozyjna rama wykonana ze stali malowanej proszkowo,
- Lekka, stabilna i wytrzymała konstrukcja,
- Powierzchnia siedziska wyposażona jest w specjalną warstwę strukturalnie ukształtowaną, która działa antypoślizgowo,
- Zdemontowane siedzisko,
- Możliwość mechanicznego mycia w temperaturze maksymalnie 85° C przez 3 minuty,
- Wymiary:
 - Siedzisko: 43 x 38 cm,
 - Wysokość siedziska od podłogi: 61 cm,
 - Gabaryt ogólny: 49 x 61 x 49 cm,
- Maksymalny udźwig: 130 kg,
- Waga: 4,2 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

