



## Źródło światła OLYMPUS CLV - S20 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 W,
- **OLYMPUS CLV - S20 to ksenonowe źródło światła znajdujące zastosowanie w procedurach diagnostycznych oraz chirurgicznych,**
- Manualny i automatyczny tryb pracy,
- **Światło ksenonowe,**
- **Żarówki:**
  - **Ksenonowa 300 W Model MD-631 z krótkim łukiem bezozonowa - oświetlenie główne,**
  - **Halogenowa 150 W - oświetlenie awaryjne,**
- Żywotność lampy:
  - Ksenonowej: 300 h ciągłego użytkowania,
  - Halogenowej: 500 h,
- Wskaźnik eksploatacji żarówki,
- 18 - stopniowa regulacja natężenia światła,
- **Foliowany panel sterowania,**
- Łatwy dostęp do żarówek na boku urządzenia,
- Temperatura barwowa: 6000 K,
- **Posiada wejścia i wyjścia:**
  - VIDEO IN/OUT,
  - 25-pinowe złącze żeńskie SYSTEM,
  - LIGHT CONTROL (**brak przewodu w zestawie, możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 37 x 14 x 42 cm,
- Waga: 12,1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

