



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Rejestrator medyczny MEDICAPTURE MVR Pro (Full HD) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji amerykańskiej,
- **Cechy i zalety rejestratora Medi Capture MVR Pro:**
  - MVR Pro HD to wysoce innowacyjny, a jednocześnie łatwy w obsłudze, medyczny rejestrator wideo o rozdzielczości Full HD,
  - Obejmuje on obszerny, wbudowany monitor z ekranem dotykowym i zaawansowane funkcje sieciowe, które są niezbędne do udostępniania plików w gabinetach lekarskich, systemach opieki zdrowotnej i ich placówkach,
  - Nagrywa wideo Full HD z szybkością 60 klatek na sekundę i płynną, krystalicznie czystą rozdzielczością,
  - Przechwytuje nieruchome klatki podczas nagrywania,
  - Funkcja nagrywania wstępnego zapewnia, że ważne nagrane procedury nie zostaną pominięte,
  - Odtwarza w czasie rzeczywistym, aby sprawdzić wideo (ale nie do celów diagnostycznych),
  - Nagrywanie z wielu wejść zapewnia procedury dla dwóch kamer z łatwą funkcją przełączania,
  - Funkcjonalność wstępnego nagrywania zapewnia, że użytkownicy nie przegapią ważnych wydarzeń, a funkcja przeglądu pozwala na szybkie sprawdzenie nagrania, co zapewnia dodatkowy poziom bezpieczeństwa,
  - Ten wysoce zaawansowany rejestrator medycznej jest intuicyjny i nie wymaga formalnego szkolenia,
  - Jego niewielka waga, kompaktowy rozmiar łatwo łączy się z kamerą i monitorem wideo HD i może być obsługiwany przez:
    - Zintegrowany monitor dotykowy AMOLED 7"/18 cm,
    - Przyjazne dla użytkownika ikony MediCapture,
    - Przyciski na panelu przednim,
    - Pilot (w zestawie),
    - Pedał,
  - MVR Pro HD jest kompaktowy, łatwy w montażu i wystarczająco wytrzymały, aby sprostać każdej sytuacji w sali operacyjnej dzięki obudowie ze stali nierdzewnej i odpornemu na płyny panelowi czołowemu,
  - Automatycznie monitoruje o wprowadzenie informacji o pacjencie za pomocą klawiatury do monitora przed rejestracją. Informacje o pacjencie są zapisywane wraz z nagraniem na USB lub zewnętrznym dysku twardym, co zapewnia sprawny przebieg pracy i bezpieczeństwo danych,
  - Filmy i zdjęcia są zapisywane wraz z danymi pacjenta na pendrive'ie USB (lub zewnętrznym dysku twardym USB), pamięci wewnętrznej i sieciowej w celu archiwizacji lub przeglądania po operacji,
- **Zawartość zestawu:**
  - Rejestrator MVR Pro,
  - Pamięć flash USB,
  - Kabel HDMI,
  - Antena Wi-Fi / BT,
  - Przejściówka HDMI na DVI,
  - Przejściówka do kabla pilota dzielonego,
  - Przewód zasilający,
  - Gumowe nożki (4),
  - Podręcznik użytkownika (angielski),
- **Dodatkowe akcesoria (za dopłatą):**
  - Klucz aktywacyjny DICOM dla DICOM Worklist/DICOM Store,
  - Klucz aktywacyjny 4K do nagrywania 2160p30,
  - Biała klawiatura slimcool+ z touchpadem, układ angielski,
  - Pamięć flash USB 64 GB,
  - Pojemność pamięci wewnętrznej 512 GB zamiast 128 GB,
  - Pojemność pamięci wewnętrznej 1 TB zamiast 128 GB,
- **Dane techniczne:**
  - Rodzaj Urządzenia: Medyczny rejestrator wideo HD. Nagrywa wideo w wysokiej rozdzielczości i obrazy nieruchome z medycznych źródeł wideo na zewnętrzny dysk USB, pamięć sieciową, Eksportuje wideo i obrazy do PACS w formacie DICOM,
  - Obudowa / Przyciski: Stal nierdzewna, odporne na płyny,
  - Interfejs użytkownika: Nakładka na wewnętrzny monitor dotykowy lub monitor zewnętrzny
  - Wejścia wideo:
    - 2 x HDMI, DVI (z adapterem),
    - 4K-SDI z MVC Pro SDI na HDMI (opcjonalnie),
  - Wyjścia wideo: 1x HDMI, DVI (z adapterem),
  - Rozdzielczości wejścia wideo:
    - 4K tylko na wejściu: 3840x2160p30/25,
    - Oba wejścia (1+2): 1920x1200p60
    - 1080p60/50/30/25,
    - 1080i60/50,
    - 1280x1024p60/50,
    - 720p60/50,
  - Rozdzielczości nagrywania wideo:
    - 3840x2160,
    - 1920x1200,
    - 1920x1080,
    - 1280x1024,
    - 1280x720,
    - \*W przypadku nagrywania 3840x2160 należy aktywować „nagrywanie 4K” (opcja),
  - Szybkość nagrywania wideo: MP4/coding H.264 do 32 Mbit/s (1920x1080 p60, niższe rozdzielczości mają niższe bitrate), MP4/coding HEVC (H.265) zmniejsza bitrate o 50%,
  - Format zdjęć: JPG, PNG,
  - Nagrywanie dźwięku: Mikrofon Bluetooth, mikrofon stereofoniczny (4-biegunowy), mikrofon USB / dźwięk wbudowany w wideo,
  - Pamięć wewnętrzna: 128 GB. Rozszerzenie na życzenie (za dopłatą)
  - Dysk zewnętrzny: Pamięć flash USB, dysk twardy USB (FAT32, NTFS, exFAT),
  - Obsługa USB: USB 3.0, super speed:
    - 1 złącze przednie,
    - 2 złącza tylne,
  - Pamięć sieciowa: Serwer zewnętrzny, 1000/100/10Mbit/s,
  - Przełącznik nożny/wyzwalacz: Gniazdo mini jack 3,5 mm. Kompatybilny ze standardowymi przełącznikami nożnymi (brak w zestawie) i wyzwalaczami kamer z zamkniętym kontaktem,
- Przełącznik nożny Bluetooth.
  - Zdalne sterowanie: Pilot na podczerwień (w zestawie),
  - Gabaryty (ekran dotykowy zamknięty):
    - Rozmiar: 173x153x50mm/ 6,7x6,0x2,0",
    - Waga: 1,2 kg,
  - Środowisko pracy:
    - Przechowywanie: -40 ° do + 85 ° C,
    - Praca: -20° do +40° C,
  - Zasilanie:
    - AC 100-240V 50/60Hz 0,4-0,2A,
    - 3-stykowe gniazdo AC,
  - Certyfikaty:
    - Sprzęt klasy 1 zgodnie z EU MDR 2017/745 i US-FDA,
    - EN 60601-1:2006 + A1:2013 + A12:2014 (Wydanie 3.1),
    - EMC: IEC 60601-1-2:2014 (wydanie 4), EN 60601-1-2:2015,
    - Użyteczność: EN 60601-1-6:2010+A1:2015,
    - Sprzęt radiowy: RED 2014/53/EU,
    - FCC część 15,
    - WEEE / RoHS3 / ISO 13485: 2016
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,



PRAlSTON