



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Puszka sterylizacyjna INJECTA (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 1500 W,
- **Puszka sterylizacyjna INJECTA** jest przeznaczona do suchej sterylizacji narzędzi, a następnie ich przechowywania w sterylnych warunkach,
- **Puszka składa się z:**
 - Wanny z grzałką,
 - Perforowanej wkładki „sito” z uchwytami,
 - Szczelnej pokrywy z uchwytami,
- **Cechy produktu:**
 - Posiada zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem w postaci dwóch zachodzących na siebie uchwytów,
 - Wykonana ze stali,
 - Ceramiczne uchwyty i nóżki,
 - Łatwa w utrzymaniu w czystości,
- **W zestawie:**
 - 2 uchwyty do przenoszenia wkładki,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Puszki: 19 x 18 x 54 cm,
 - Perforowanej wkładki: 18 x 4 x 42 cm,
- Waga: 5,3 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

