



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Kaseta sterylizacyjna do autoklawu STATIM (None)

- Nowa, powystawowa,
- Produkcji kanadyjskiej,
- Kaseta sterylizacyjna do autoklawu STATIM pasuje do modeli 5000, 5000S,
- Kaseta zawiera uszczelkę, oraz druciany stelaż,
- Waga: 7,2 kg,
- **Wymiary kasy:**
  - Szerokość: 180 mm,
  - Długość: 370 mm,
  - Głębokość: 65 mm,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 6-miesięcy,

