



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Zamknięty system do przeszczepu tkanki tłuszczowej ADIVIVE (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji koreańskiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 450 VA,
- **Adivive** umożliwia pobranie i podanie tkanki tłuszczowej w zamkniętej, sterylnej procedurze, która znalazła zastosowanie w takich zabiegach jak modelowanie ciała i twarzy, odmładzanie twarzy, wypełnianie blizn,
- Materiał do autotransplantacji pobiera się specjalną strzykawką z obszarów kolan, brzucha, ud, pośladków, a następnie za pomocą systemu odseparowuje jego najbardziej wartościową część,
- Produktem końcowym Adivive jest wysokoskoncentrowany materiał do przeszczepu: młode komórki tłuszczowe i komórki macierzyste czyli preadipocyty,
- **Główne zalety systemu:**
 - Maksymalne bezpieczeństwo zabiegów,
 - Wysoki wskaźnik przeżywalności przeszczepionej tkanki,
 - Szybka i prosta procedura,
 - Naturalny efekt zabiegu,
 - Poprawa jakości skóry,
 - Alternatywa dla implantów,
- **Cechy systemu:**
 - Zapewnia wytworzenie wysokiej siły odśrodkowej podczas 8 - 10 minutowego czasu wirowania,
 - Nacisk na aspirat powoduje rozwarstwienie frakcji na 3 warstwy: krew z płynem tumescencyjnym, skondensowane komórki tłuszczowe, uszkodzone w procesie stare adipocyty,
 - Automatyczna konwersja RCF / RPM,
 - Możliwość programowania RCF / RPM oraz czasu,
 - Blokada pokrywy i jej automatyczne zwalnianie z końcem pracy zapewniają bezpieczeństwo,
 - Mechanizm awaryjnego zwolnienia blokady drzwi w przypadku awarii lub przerwy w dostawie prądu umożliwia pobranie próbek,
 - Zabezpieczenie przed opadnięciem pokrywy chroni operatora oraz próbki podczas załadunku i rozładunku,
 - Zewnętrzna część drzwi wykonana jest z tworzywa ABS, a wewnętrzna z wytrzymałej stali,
 - Autoklawowalne i odporne na korozję wirniki chronią próbki, operatora i środowisko laboratoryjne przed skażeniem,
 - Funkcja wykrywania braku wyważenia,
 - Funkcja hamowania SOFT służąca do powolnego startu i hamowania,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
 - Kompatybilny ze strzykawkami Lipokit/Adivive FPU o pojemności 60 mL,
 - Pozwala otrzymać z jednej strzykawki FPU 25 mL gotowego materiału,
- **Specyfikacja:**
 - 10 programów,
 - Programowanie czasu wirowania: do 100 minut,
 - Prędkość wirowania (RPM): 4000 obrotów / min,
 - Względna siła odśrodkowa (RCF): 2848 × g,
 - Poziom hałasu: ≤ 52 dB,
- **W zestawie:**
 - Wirówka Medikan Model 416D,
 - Zestaw akcesoriów widocznych na ostatnich zdjęciach,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 38 x 31,5 x 48 cm,
- Waga wirówki: 20,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

