



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Zamknięty system do przeszczepu tkanki tłuszczowej ADIVIVE (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji koreańskiej, (2014 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 450 VA,
- **Adivive** umożliwia pobranie i podanie tkanki tłuszczowej w zamkniętej, sterylnej procedurze, która znalazła zastosowanie w takich zabiegach jak modelowanie ciała i twarzy, odmładzanie twarzy, wypełnianie blizn,
- Materiał do autotransplantacji pobiera się specjalną strzykawką z obszarów kolan, brzucha, ud, pośladków, a następnie za pomocą systemu odseparowuje jego najbardziej wartościową część,
- Produktem końcowym Adivive jest wysokoskoncentrowany materiał do przeszczepu: młode komórki tłuszczowe i komórki macierzyste czyli preadipocyty,
- **Główne zalety systemu:**
  - Maksymalne bezpieczeństwo zabiegów,
  - Wysoki wskaźnik przeżywalności przeszczepionej tkanki,
  - Szybka i prosta procedura,
  - Naturalny efekt zabiegu,
  - Poprawa jakości skóry,
  - Alternatywa dla implantów,
- **Cechy systemu:**
  - Zapewnia wytworzenie wysokiej siły odśrodkowej podczas 8 - 10 minutowego czasu wirowania,
  - Nacisk na aspirat powoduje rozwarstwienie frakcji na 3 warstwy: krew z płynem tumescencyjnym, skondensowane komórki tłuszczowe, uszkodzone w procesie stare adipocyty,
  - Automatyczna konwersja RCF / RPM,
  - Możliwość programowania RCF / RPM oraz czasu,
  - Blokada pokrywy i jej automatyczne zwalnianie z końcem pracy zapewniają bezpieczeństwo,
  - Mechanizm awaryjnego zwolnienia blokady drzwi w przypadku awarii lub przerwy w dostawie prądu umożliwia pobranie próbek,
  - Zabezpieczenie przed opadnięciem pokrywy chroni operatora oraz próbki podczas załadunku i rozładunku,
  - Zewnętrzna część drzwi wykonana jest z tworzywa ABS, a wewnętrzna z wytrzymałej stali,
  - Autoklawowalne i odporne na korozję wirniki chronią próbki, operatora i środowisko laboratoryjne przed skażeniem,
  - Funkcja wykrywania braku wyważenia,
  - Funkcja hamowania SOFT służąca do powolnego startu i hamowania,
  - Foliowany panel sterowania,
  - Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
  - Kompatybilny ze strzykawkami Lipokit/Adivive FPU o pojemności 60 mL,
  - Pozwala otrzymać z jednej strzykawki FPU 25 mL gotowego materiału,
- **Specyfikacja:**
  - 10 programów,
  - Programowanie czasu wirowania: do 100 minut,
  - Prędkość wirowania (RPM): 4000 obrotów / min,
  - Względna siła odśrodkowa (RCF): 2848 × g,
  - Poziom hałasu: ≤ 52 dB,
- **W zestawie:**
  - Wirówka Medikan Model 416D,
  - Zestaw akcesoriów widocznych na ostatnich zdjęciach,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 38 x 31,5 x 48 cm,
- Waga wirówki: 20,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

