



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół operacyjny MAQUET ALPHASTAR PLUS (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: idealny,
- Stan wizualny: idealny,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V oraz akumulatorowe poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory: 12V / 14Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 400 VA,
- **Maquet Alphastar Plus** to stół operacyjny stworzony w ścisłej współpracy z fizjoterapeutami, chirurgami oraz personelem pielęgniarstwowym. Upraszcza codzienną pracę na sali operacyjnej, wspomaga bezpieczeństwo i komfort pacjenta. Można go łatwo modyfikować w zależności od potrzeb dowolnej dyscypliny chirurgicznej w zaledwie kilku szybkich krokach,
- 5 - segmentowy,
- **Nowa tapicerka Memory Visco z atestem medycznym, w kolorze czarnym,**
- Błat uniwersalny,
- Elektrycznie sterowany poprzez napęd hydrauliczny,
- **Regulowany w wielu płaszczyznach za pomocą pilota bezprzewodowego lub poprzez panel na kolumnie:**
  - ON/OFF,
  - LOCK/UNLOCK - blokada i odblokowanie stołu,
  - NORMAL/REV - ukierunkowanie pacjenta na stole operacyjnym,
  - TREND/REV - zmiana kierunku leżenia pacjenta względem kolumny stołu: pozycja Trendelenburga i anty - Trendelenburga w zakresie  $\pm 30^\circ$ ,
  - UP/DOWN - wysokość powierzchni operacyjnej (do góry/w dół),
  - TILT L/TILT R - przechył boczny w zakresie  $18^\circ$ ,
  - BACK UP/BACK DN - regulacja położenia segment pleców,
  - LEG UP/LEG DN - przestawienie segmentu nóg: do góry/w dół,
  - FLEX/REFLEX - zgięcie blatu w pół w obie strony: pozycja dachowa / pozycja V (Beach chair),
  - LEVEL - zerowanie: powrót do pozycji horyzontalnej leża,
- **Manualnie regulowany:**
  - Zagłówek,
  - Dwusegmentowy dzielony segment nożny - zdejmowalny, z manualnym odwodzeniem na boki,
- Obudowa podstawy wykonana z wytrzymałego tworzywa,
- Stół posiada przezierność X - RAY,
- Wyposażony w szynę do mocowania dodatkowego osprzętu,
- Stół przystosowany do ramienia C,
- Mobilny, na podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
  - Pilot bezprzewodowy,
  - Ładowarka do pilota,
  - Przewód zasilający,
- **Możliwość doposażenia stołu za dodatkową opłatą w pozostałe akcesoria z naszej oferty, przykłady widoczne na ostatnich zdjęciach,**
- Wymiary leża: 52 x 232 x 6 cm,
- Wymiary ogólne: 59 x 234 x 76/114 cm,
- Maksymalny udźwig: 450 kg,
- Waga: 336 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE STOŁU**

