



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) FRESENIUS INJECTOMAT 2000 DIN (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie awaryjne: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez nowy 1 wbudowany akumulator 6 V 1,1/1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 23 VA,
- **Injectomat 2000** jest strzykawkową, jednokanałową pompą infuzyjną przeznaczoną do precyzyjnego dozowania płynów,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 20 mL - PERFUSOR, OMNIFIX, INJECTOMAT,
 - 50 mL - PERFUSOR, OMNIFIX, INJECTOMAT,
- Czytelny, cyfrowy wyświetlacz LED,
- Alarmy wizualne i akustyczne,
- Czytnik wielkości strzykawki,
- Programowalna nazwa leku,
- Automatyczne zmniejszanie bolusa po zwolnieniu okluzji,
- Szybki start,
- Wyposażona w gniazdo RS - 232 do podłączenia komputera,
- Posiada wygodny uchwyt do przenoszenia,
- Foliowany panel sterowania,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość podaży: 0,1 - 200 ml/h,
 - Bolus: 50 - 500 mL / h,
 - Objętość wlewu: 0,1 - 999 mL,
 - KVO: 1 mL / h,
 - Ciśnienie okluzji (dla strzykawki 50/60 mL):
 - Niskie: 300 mmHg,
 - Średnie: 525 mmHg,
 - Wysokie: 900 mmHg,
 - Dokładność podawania: $\pm 3 \%$,
 - Pauza: 1min - 9 h 59 min, krok 1 min,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 32,5 x 19 x 12 cm,
- Waga: 2,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

