



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) FRESENIUS ORCHESTRA MODULE DPS DIN (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6V 1,1/1,2 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 W,
- **Fresenius DPS** jest bardzo starannie zaprojektowaną i wyprodukowaną infuzyjną pompą strzykawkową,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 5 mL: BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK,
 - 10 mL: BD PLASTIPAK, BRAUN OMNIFIX, MONOJECT, IVAC 50CC,
 - 20 mL: BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, BRAUN PERFUSOR, MONOJECT, IVAC 50CC,
 - 50 mL: BD PERFUSION, BRAUN PERFUSOR, FRES. INJECTOMAT, BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, MONOJECT, IVAC 50CC,
- Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki o pojemności: 5, 10, 20, 50 ml,
- System antybolusowy,
- Może zostać częścią zestawu z podstawą Base Intensive Orchestra lub Base A Orchestra (posiadające miejsce dla maksymalnie 8 modułów DPS lub Modułów MVP w dowolnej kombinacji),
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- Czytelny, elektroniczny wyświetlacz LCD oraz dodatkowy cyfrowy wyświetlacz LED dla ciśnienia w linii,
- Foliowany panel sterowania,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość infuzji: 0,1 - 1200 mL / h,
 - Bolus: 50 - 1200 mL / h,
 - Objętość wlewu: 1 - 999,9 mL,
 - Dokładność szybkości infuzji: $\pm 3\%$ ze wstępnie zaprogramowanymi strzykawkami,
 - Pauza: 1 min - 12 h,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz sieciowy,
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 33,5 x 16 x 13 cm,
- Waga: 2,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

