



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Pompa infuzyjna (strzykawkowa) FRESENIUS ORCHESTRA MODULE DPS VISIO DIN (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6 V 1,1/1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 10 W,
- **Moduł DPS Orchestra** jest bardzo starannie zaprojektowaną i wyprodukowaną infuzyjną pompą strzykawkową,
- **Obsługiwane strzykawki:**
 - 5 mL: BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK,
 - 10 mL: BD PLASTIPAK, BRAUN OMNIFIX, FRESENIUS INJECTOMAT, SHER. MONOJECT, TERUMO,
 - 20 mL: BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK, SHER. MONOJECT, TERUMO,
 - 50 mL: ZENECA PFS, TUTOJECT TYPE I, TERUMO, SHER. MONOJECT, MAP GLISS LL, ICO GAMMA PLUS, FRES. P SPRITZE, DISPOMED TYPE P, BD PERFUSION, BRAUN PERFUSOR, FRES. INJECTOMAT, DISPOMED, BRAUN OMNIFIX, BD PLASTIPAK,
- Pompa może zostać częścią zestawu z podstawą Base Intensive Orchestra lub Base A Orchestra (posiadające miejsce dla maksymalnie 8 modułów DPS lub Modułów MVP w dowolnej kombinacji),
- Automatyczne rozpoznawanie objętości strzykawki,
- System antybolusowy,
- Alarmy akustyczne i wizualne,
- **Wybór trybów infuzji:**
 - Tryb przepływu na godzinę,
 - Tryb jednostek infuzji masowej,
- Biblioteka leków: do 50 leków o odpowiednich stężeniach,
- Alarm spadku ciśnienia w linii infuzyjnej,
- Czytelny wyświetlacz LCD oraz dodatkowy cyfrowy LED,
- Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, IT,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku angielskim,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość infuzji: 0,1 - 200 mL / h,
 - Bolus: 50 - 1200 mL / h,
 - Objętość wlewu: 1 - 999,9 mL,
 - Zakres programowania ciśnienia okluzji: do 1100 mmHg,
 - Dokładność szybkości infuzji: $\pm 3\%$ ze wstępnie zaprogramowanymi strzykawkami,
 - Dokładność natężenia przepływu $\pm 1\%$ na mechanizmie napędowym / $\pm 2\%$ na strzykawkach,
 - Pauza: 1 min - 18 h,
- **W zestawie:**
 - Zasilacz sieciowy,
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 34,5 x 16 x 13 cm,
- Waga: 2,5 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

