



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Stacja dokująca do pomp infuzyjnych FRESENIUS VIAL ORCHESTRA BASE A (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6 V 1,1/1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 125 VA,
- **Stacja dokująca Base A** jest koncentratorom danych i zasilaczem dla maksymalnie 6 modułów DPS i / lub modułów DPS Visio i / lub modułów MVP,
- Pozwala na szybszą kontrolę terapeutyczną,
- Interfejs komunikacyjny zgodny z głównym oprogramowaniem PDMS,
- Wbudowany interfejs RS - 232,
- Kontrolki sygnalizacyjne dla zasilania oraz pracy pomp infuzyjnych,
- **Brak pomp w zestawie - możliwość doposażenia w pompy infuzyjne (strzykawkowe lub kropelkowe) FRESENIUS ORCHESTRA za dodatkową opłatą,**
- W zestawie:
  - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 33,5 x 26 x 8 cm,
- Waga: 2 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

