



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Ultradźwiękowy aparat do modelowania sylwetki MEDIXSYSTEME ULTRACONTOUR F - 30900 NIMES (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 800 VA,
- **Ultracontour** to technologia niechirurgicznej korekcji sylwetki oparta na wykorzystaniu dwóch wynalazków chronionych międzynarodowymi patentami: wysoce efektywnego skoncentrowanego ultradźwięku (HIFU) oraz następującego po nim ultradźwiękowego drenażu limfatycznego (UMD),
- Klinicznie potwierdzona redukcja objętości ogólnych i miejscowych złogów tłuszczowych osiągnięta jest dzięki oddziaływaniu fal ultradźwiękowych skupionych w podskórnej tkance tłuszczowej i późniejszemu zabiegowi wielodźwiękowego drenażu,
- Zabieg jest krótki, bezbolesny i nie wiąże się z powstawaniem siniaków i krwiaków, które występują przy liposukcji, dzięki czemu pacjent może od razu wrócić do codziennych czynności,
- Urządzenie przeznaczone zarówno dla kobiet jak i mężczyzn, niezależnie od typu skóry, walczących z miejscową otyłością, oraz u których wskaźnik BMI jest w normie, jednak mimo diety i ćwiczeń nie są one w stanie pozbyć się nadmiaru tkanki tłuszczowej z niektórych partii ciała,
- Główne strefy oddziaływania to: brzuch, biodra, nogi, ramiona,
- **Zalety:**
 - Zmniejszenie objętości do 20 cm po 6 zabiegach,
 - Znaczna poprawa konturu ciała, bez sztywnych diet i zabiegów chirurgicznych,
 - **Bezpieczeństwo:** skupione ultradźwięki oddziałują tylko na lipoblasty i nie wpływają na żyły i zakończenia nerwowe,
 - **Nieinwazyjność:** zabieg jest bezbolesny, nie wymaga znieczulenia, wyklucza ryzyko infekcji i uszkodzenia naskórka,
 - **Szybkość wykonania zabiegu:** obróbka dwóch stref np. brzucha i bioder zajmuje około 45 minut,
 - Urządzenie jest łatwe w obsłudze i intuicyjne, co stanowi zaletę dla specjalistów,
 - Posiada 10,5" dotykowy panel sterowny,
 - Menu urządzenia w języku angielskim,
 - Posiada kilka aplikatorów, które można zmieniać w zależności od obszaru poddawanego zabiegowi,
- **W zestawie:**
 - Głowice do ultradźwiękowego drenażu limfatycznego UMD - 6 szt.,
 - Głowica ULIFT (pomarańczowa) - do redukcji cellulitu - 1 szt.,
 - Głowica PROBE US (niebieska) - do usuwania tkanki tłuszczowej - 1 szt.,
 - Sonotroda Wellcomet Technology 2,5 cm², model 710 - 11,
 - Załącznik nożny,
 - Pasy - bandaż o różnych długościach,
 - Smycz,
 - Przewód zasilający,
- Gabaryt ogólny: 70 x 57 x 51,5 cm,
- Waga zestawu: 32 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

