



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Igła do ostrzykiwania OLYMPUS FORCE MAX NM - 401L - 0625 (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- Produkcji japońskiej,
- **Force Max Olympus** to sterylne igły do ostrzykiwania o szerokim zastosowaniu w endoskopii,
- Optymalne do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego,
- **Kompatybilne z endoskopami Olympus: EF, GIF, OGF, CF (poza długością I oraz L), OSF,**
- Wyjątkowo sztywna rurka odporna na zagięcie pozwala na głębszą penetrację,
- Blokada z dobrze słyszalnym kliknięciem informuje o całkowitym schowaniu ostrza igły do osłonki,
- **Wyposażone w:**
 - Rękojeść z suwakiem służącym do wsuwania i wysuwania igły,
 - Rurkę doprowadzającą płyn,
 - Igłę do nakłucia błony śluzowej w celu wstrzyknięcia naczyniowego lub podśluzówkowego,
 - Port do podłączenia strzykawki i podania leku,
- **Specyfikacja:**
 - Długość igły: 6 mm,
 - Średnica igły: 0,5 mm (25G),
 - Kąt ścięcia ostrza igły: 14°,
 - Długość robocza narzędzia: 1650 mm,
 - Minimalna średnica kanału roboczego: 2 mm,
 - Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 1,9 mm,
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w językach EN, DE (PDF),
- Wymiary rękojeści: Ø 1 x 16 cm,
- Waga zestawu: 0,5 kg,

