



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Igła do ostrzykiwania OLYMPUS NM - 201L - 0625 (Powystawowy (demo))

- Nowa, powystawowa,
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus NM - 201L** to sterylna igła do ostrzykiwania o szerokim zastosowaniu w endoskopii,
- Optymalna do tkanki górnego odcinka przewodu pokarmowego,
- **Wyposażona w:**
 - Rękojeść z suwakiem służącym do wsuwania i wysuwania igły,
 - Rurkę doprowadzającą,
 - Igłę do nakłucia błony śluzowej w celu wstrzyknięcia naczyniowego lub podśluzówkowego,
 - Port do podłączenia strzykawki i podania leku,
- **Specyfikacja:**
 - Długość igły: 6 mm,
 - Średnica igły: 0,5 mm (25G),
 - Kąt ścięcia ostrza igły: 14°,
 - Długość robocza narzędzia: 1650 mm,
 - Minimalna średnica kanału roboczego: 2 mm,
 - Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 1,9 mm,
- Wymiary rękojeści: 13,5 x 2 x 1 cm,
- Waga: 0,5 kg,

