



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kleszcze biopsyjne OLYMPUS ENDOJAW FB - 210U (Powystawowy (demo))

- Nowe, powystawowe,
- Produkcji japońskiej,
- **Endojaw Olympus** to fenestrowane kleszcze biopsyjne typu „aligator” przystosowane do pobierania tkanki,
- Optymalne do tkanki dolnego odcinka przewodu pokarmowego,
- Posiadają intuicyjną w obsłudze rękojeść z suwakiem do otwierania i zamykania kleszczy,
- Konstrukcja osłonki zapewnia sprawne wprowadzanie kleszczy, a dwustopniowe ostrze precyzję zabiegu,
- Wahadłowa konstrukcja szczęk kleszczy pozwala na ich łatwiejsze pozycjonowanie oraz lepszą nad nimi kontrolę,
- Niskie ryzyko uszkodzenia kanału,
- **Specyfikacja:**
 - Długość robocza narzędzia: 2300 mm,
 - Minimalna średnica kanału roboczego: 2,8 mm,
 - Maksymalna średnica części wprowadzanej do endoskopu: 2,45 mm,
- Wymiary rękojeści: 16 x 3,5 x 3,5 cm,
- Waga: 0,5 kg,

