



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stacja dokująca na 6 pomp BECTON - DICKINSON BASE A (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji francuskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Zasilanie awaryjne: poprzez 1 nowy wbudowany akumulator 6 V 1,3 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 55 VA,
- **Stacja dokująca Base A** jest koncentratorom danych i zasilaczem dla maksymalnie 6 modułów DPS i / lub modułów DPS Visio i / lub modułów MVP,
- Pozwala na szybszą kontrolę terapeutyczną,
- Interfejs komunikacyjny zgodny z głównym oprogramowaniem PDMS,
- Wbudowany interfejs RS - 232,
- Kontrolki sygnalizacyjne dla zasilania oraz pracy pomp infuzyjnych,
- Jeden pojedynczy kabel zasilający dla wszystkich podłączonych modułów,
- Wyposażona w statyw z wygodnym uchwytem do przenoszenia,
- **Brak pomp w zestawie - możliwość doposażenia w pompy infuzyjne (strzykawkowe lub kropelkowe) FRESNIUS ORCHESTRA za dodatkową opłatą,**
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku niemieckim (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Ogólne: 33,5 x 29 x 8 cm,
 - Wysokość stacji ze statywem: 80 cm,
- Waga stacji:
 - Bez pomp: 3,5 kg,
 - Z pompami: 17,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

