



Łóżko porodowe FAMED LM - 01.0 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji polskiej,
- **Famed LM - 01.0** jest manualnym łóżkiem porodowym przeznaczonym na oddziały położnicze i ginekologiczne,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze zielonym **z widocznymi śladami użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą)**,
- Konstrukcja nośna wykonana z profili stalowych, pokrytych lakierem proszkowym,
- Łóżko można łatwo przekształcić w fotel, zapewniając wygodną pozycję podczas porodu,
- Boczne poręcze z możliwością opuszczenia,
- **Manualna regulacja:**
 - Wysokości leża w zakresie 66 - 103 cm za pomocą pompy hydraulicznej sterowanej dźwignią nożną,
 - Kąta nachylenia segmentu pleców w zakresie 70°,
 - Pozycji Trendelenburga i anty - Trendelenburga za pomocą sprężyn gazowych z blokadą sterowanych dźwignią dostępną pod łóżkiem,
 - Wysuwany spod siedziska segment nóg,
 - Pozycja Trendelenburga: 12°,
 - Pozycja anty - Trendelenburga: 5°,
- **W zestawie:**
 - Podkolanniki z możliwością regulacji wysokości, przesuwu wzdłużnego na listwie i położenia kąтового,
 - Podnóżki do stóp,
 - Wieszak do kroplówki,
- Mobilne, na 4 kółkach o Ø 15 cm z centralną blokadą kół,
- Wymiary:
 - Leża: 200 x 74 x 9,5 cm,
 - Ogólne (w pozycji leżącej): 225 x 111 x 97/130 cm,
- Maksymalny udźwig: 170 kg,
- Waga: 147 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

