



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Urządzenie kombi ZIMMER SONOMAT II, SINUS, VACO (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Kombi Zimmer** jest zestawem urządzeń przeznaczonych do zabiegów fizykoterapeutycznych,
- **Na zestaw kombi składają się:**
  - Urządzenie do terapii ultradźwiękami **ZIMMER Model SONOMAT II:**
    - Moc: 60 W,
    - Terapia polega na oddziaływaniu fali ultradźwiękowej na głębiej położone struktury w celu uzyskania efektów terapeutycznych, np. przeciwbólowego,
    - Możliwość regulacji natężenia oraz częstotliwości,
  - Elektrostymulator **ZIMMER Model SINUS:**
    - Moc: 45 VA,
    - Elektrostymulacja wykorzystuje prąd niskiej i średniej częstotliwości do zmniejszania bólu, redukcji obrzęków, rozluźnienia mięśni oraz poprawy przewodnictwa,
  - Urządzenie do terapii podciśnieniowej **ZIMMER Model VACO:**
    - Moc: 80 VA,
    - Posiada wbudowany manometr,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: niemieckim,
- Całość umieszczona na mobilnym wózku na 4 podwójnych kółkach,
- **W zestawie:**
  - Elektrody do terapii podciśnieniem firmy ERBE o  $\varnothing$  6 cm - 4 szt,
  - Przewód do podłączenia elektrod podciśnieniowych,
  - Przewód do podłączenia elektrostymulatora,
  - Głowica ultradźwiękowa ZIMMER o częstotliwości 795 kHz i powierzchni 5 cm<sup>2</sup>,
  - Przewód do połączenia dwóch urządzeń,
- Wymiary ogólne: 61 x 47 x 89 cm,
- Waga: 41 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

