



## Podnośnik pacjenta z wycięciem higienicznym (wannowy) ARJO MECANAIDS AMBULIFT B (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji holenderskiej,
- **Mecanuids Ambulift** jest wytrzymałym, wannowym podnośnikiem pacjenta zaprojektowanym do bezpiecznego i wygodnego podnoszenia oraz przenoszenia pacjenta podczas kąpieli,
- Dzięki intuicyjnej obsłudze i stabilnej konstrukcji znajduje zastosowanie w warunkach domowych, na oddziałach szpitalnych, w ośrodkach rehabilitacji i domach opieki,
- Siedzisko posiada wycięcie higieniczne ułatwiające wykonywanie czynności pielęgnacyjnych,
- Płynna manualna regulacja wysokości siedziska w zakresie 17 - 104 cm za pomocą korby,
- Możliwość wypięcia siedziska,
- Wyposażony w 2 uchwyty dla pacjenta,
- Mobilny, na podstawie jezdnej na 4 kółkach o  $\varnothing$  8 cm, w tym 2 z hamulcami,
- Wymiary:
  - Siedziska: 43,5 x 35 cm,
  - Wysokość oparcia: 38 cm,
  - Ogólne: 100,5 x 78 x 153 cm,
- Maksymalny udźwig: 160 kg,
- Waga: 48 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

