



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół rehabilitacyjny (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: dobry,
- Tapicerka z atestem medycznym w kolorze **zielonym z widocznymi śladami użytkowania (możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą)**,
- 3 - segmentowe leże,
- Stabilna i wytrzymała konstrukcja,
- Posiada wycięcie na twarz oraz zatyczkę,
- **Możliwość ustawienia stołu w wielu pozycjach dzięki manualnej regulacji kąta nachylenia:**
 - Siedziska w zakresie: 20^o,
 - Oparcia w zakresie: (- 30^o) / 0^o / 80^o,
 - Segmentu nóg w zakresie: (- 50^o) / 0^o / 30^o,
- Stabilny, na nóżkach,
- Wymiary:
 - Leża: 193 x 63,5 x 8 cm,
 - Siedziska: 64 x 63 cm,
 - Oparcia: 67 x 63 cm,
 - Segmentu nóg: 68 x 63 cm,
 - Ogólne: 193 x 63,5 x 77 cm,
- Waga: 35,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

