



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Autoklaw STATIM 6000B G4+ (Produkt nowy)**

- Nowy,
- Produkcji kanadyjskiej,
- **Zalety:**
  - Mały i bardzo wydajny autoklaw klasy B dla medycyny,
  - Komora sterylizacyjna - wysuwana szuflada zamiast kasety,
  - Kolorowy ekran dotykowy,
  - System zarządzania informacją - G4+,
  - Elektroniczna instrukcja obsługi,
  - Praca w sieci LAN,
  - Zgodność z normą EN13060 w zakresie sterylizacji wsadów typu A i B,
  - Dedykowane cykle testowe,
  - Opóźniony start cykli,
  - Rejestracja cykli - rejestracja w pamięci autoklawu,
- **ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA:**
  - Autoklaw STATIM 6000B G4+,
  - Wbudowany rejestrator cykli Data Logger,
  - Taca narzędziowa,
  - Stelaż na narzędzia opakowane,
  - Narzędzie do wyjmowania tac,
  - Butla na skropliny,
  - Kabel zasilający,
  - Komplet przyłączy wodnych,
  - Pendrive,
  - Kabel Ethernet,
  - Filtr komory,
  - Filtr biologiczny HEPA,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim,
- Dane techniczne:
  - Producent: SCICAN,
  - Kraj: Kanada,
  - Normy: PN EN 13060,
  - Przeznaczenie autoklawu: autoklaw medyczny,
  - Certyfikat CE: tak,
  - Zgłoszenie do UDT: nie wymaga,
  - Certyfikat Medical device: tak,
  - Język obsługi: polski,
  - Wyświetlacz: kolorowy, dotykowy,
  - Rejestracja cykli: wbudowany rejestrator na pendrive,
  - Sterylizacja wsadów typu: B, S, N,
  - Drukowanie etykiet: zewnętrzna drukarka (opcja - za dopłatą),
  - Praca w LAN: WiFi lub kabel sieciowy RJ45,
  - Oprogramowanie sieciowe: wbudowane, przeglądarka WWW,
  - Pojemność komory: 6l,
  - Ryglowanie drzwi: ręczne,
  - Wymiar komory: 297.9 × 214.8 × 79.2 mm (dł. × szer. × wys.),
  - Wymiar tacy: 297.9 × 214.8 × 79.2 mm (dł. × szer. × wys.),
  - Maksymalna ładowność wsadu: 2,6 kg,
  - Wytwornica pary: poza komorą sterylizacyjną,
  - Pojemnik na wodę zużyta: tak,
  - Pojemnik na wodę destylowaną: tak,
  - Zewnętrzny demineralizator: opcja (za dopłatą),
  - Podłączenie do sieci wod-kan: tak,
  - Głośność urządzenia: > 60dB,
  - Pobór mocy: zakres 0.6 kWh -1.0 kWh,
  - Wymiary zewnętrzne urządzenia: 57,0 × 40,6 × 20,0 cm (dł. × szer. × wys.),
  - Waga urządzenia: 24 kg,
  - Dodatkowe technologie:
    - Monitoring i zarządzanie przez sieć LAN,
    - G4 CLOUD - praca w chmurze,
    - Zaprogramowany start,
    - Profile użytkowników,
    - funkcja przypomnienia o wykonaniu testów (Vacuum - Helix / B&D - Vacuum + Helix / B&D),
  - Waga urządzenia: 24 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 12-miesięcy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

