



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-gastroskop OLYMPUS GIF-Q165 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus Evis Exera II** jest video-gastroskopem pozwalającym na uzyskanie obrazu wysokiej jakości,
- Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej oraz zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej zapewniają doskonałe możliwości wprowadzania,
- Funkcja Scope ID przechowuje informacje we wbudowanym układzie pamięci i wyświetla je na monitorze,
- Szerokie pole widzenia umożliwia dokładną obserwację wybranego obszaru,
- Kanał endoskopu o średnicy 2,8 mm umożliwia stosowanie szerokiej gamy akcesoriów do terapii,
- Wygodny dostęp do przycisków i programowalne przez użytkownika przełączniki ułatwiają obsługę,
- Końcówka endoskopu zginana w 4 kierunkach umożliwia pełne i kompleksowe badanie górnego odcinka przewodu pokarmowego,
- **Parametry techniczne:**
 - System optyczny:
 - Pole widzenia: 140°,
 - Kierunek widzenia: widok do przodu,
 - Głębina ostrości: 3 - 100 mm,
 - Sonda endoskopowa:
 - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 9,2 mm,
 - Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej: 9,2 mm,
 - Długość robocza: 1030 mm,
 - Kanał biopsyjny:
 - Średnica wewnętrzna kanału: 2,8 mm,
 - Minimalna odległość widzenia: 3,0 mm od końcówki sondy endoskopowej,
 - Końcówka zginana w zakresie:
 - 210° w górę,
 - 90° w dół,
 - 100° w prawo,
 - 100° w lewo,
 - Długość całkowita: 1345 mm,
- Kompatybilny z systemem: CV -160 / 145 / 140.
- **W zestawie:**
 - Zawór ssący OLYMPUS MH - 443,
 - Zawór wodno - powietrzny OLYMPUS MH - 438,
 - Pokrywka,
 - Zaworek biopsyjny OLYMPUS VB - 301,
 - Zaworek biopsyjny,
 - Walizka OLYMPUS,
- Wymiary walizki: 60 x 12 x 43 cm,
- Waga: 5 kg,
- Kat. 08,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE

