



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-kolonoskop OLYMPUS CF-Q165L (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Evis Exera II CF - Q165L** jest wszechstronnym video - kolonoskopem łączącym wysoką jakość obrazu z szerokimi możliwościami leczenia,
- Podkreśla subtelną teksturę i drobne naczynia włosowate wewnątrz okrężnicy,
- Kanał endoskopu mieści szeroką gamę akcesoriów do terapii, zachowując jednocześnie zadowalającą zdolność ssania,
- Końcówka endoskopu zginana w 4 kierunkach umożliwia wszechstronne badanie jelita grubego,
- Wygodny dostęp do przycisków i programowalne przez użytkownika przełączniki ułatwiają obsługę,
- Funkcja Scope ID przechowuje informacje we wbudowanym układzie pamięci i wyświetla je na monitorze,
- **Parametry techniczne:**
  - System optyczny:
    - Pole widzenia: 140°,
    - Kierunek widzenia: widok do przodu,
    - Głębina ostrości: 3 - 100 mm,
  - Sonda endoskopowa:
    - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 12,8 mm,
    - Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej: 12,8 mm,
    - Długość robocza: 1680 mm,
  - Kanał biopsyjny:
    - Średnica wewnętrzna kanału: 3,7 mm,
    - Minimalna odległość widzenia: 5,0 mm od końcówki sondy endoskopowej,
  - Końcówka zginana w zakresie:
    - 170° w górę,
    - 170° w dół,
    - 160° w prawo,
    - 160° w lewo,
    - Długość całkowita: 2000 mm,
- Kompatybilny z systemem EVIS EXERA: OLYMPUS CV - 160 / 145 / 140.
- **W zestawie:**
  - Zawór ssący OLYMPUS MH - 443,
  - Zawór wodno - powietrzny OLYMPUS MH - 438,
  - Pokrywka,
  - Zaworek biopsyjny OLYMPUS VB - 301,
  - Zaworek biopsyjny,
  - Walizka OLYMPUS,
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
- Wymiary walizki: 60 x 13 x 43 cm,
- Kat. 03,
- Waga zestawu: 4,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

**OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA**

