



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-rhinolaryngoskop/Laryngoskop OLYMPUS ENF-VH (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus ENF - VH** jest video - rhinolaryngoskopem, który zapewnia obrazowanie wysokiej rozdzielczości w elastycznym endoskopie o małej średnicy zewnętrznej,
- Pomimo niewielkiej średnicy oświetla szeroki obszar zapewniając szczegółowy obraz wszystkich zmian chorobowych w polu widzenia, co jest szczególnie przydatne podczas obserwacji przy użyciu NBI,
- **Obrazowanie wąskopasmowe (NBI)** to technologia optycznego wzmocnienia obrazu, która poprawia widoczność naczyń i innych tkanek na powierzchni błony śluzowej. Technologia ta wykorzystuje różnice we właściwościach pochłaniania i odbijania światła przez krew i tkanki otaczające naczynia krwionośne, co ułatwia obrazowanie naczyń włosowatych, które kontrastują z otaczającą je błoną śluzową,
- W sposób ciągły rejestruje obrazy nawet przed naciśnięciem przycisku wstępnego zamrażania, a po jego użyciu system automatycznie wybiera z serii obrazów najostrejszy,
- **Parametry techniczne:**
  - System optyczny:
    - Pole widzenia: 110°,
    - Głębina ostrości: 5 - 50 mm,
  - Sonda endoskopowa:
    - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 3,9 mm,
    - Średnica zewnętrzna przewodu sondy endoskopowej: 3,6 mm,
    - Długość robocza: 300 mm,
  - Końcówka zginana w zakresie:
    - 130° w górę,
    - 130° w dół,
    - Długość całkowita: 510 mm,
- Kompatybilny z systemem VISERA ELITE: OLYMPUS OTV - S190, CLV - S190, IMH - 20.
- **W zestawie:**
  - Walizka OLYMPUS z kluczykiem,
- Wymiary walizki: 60 x 44 x 13 cm,
- Waga zestawu: 3,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

