



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Strzykawka do podawania kontrastu BAYER MEDRAD STELLANT CT D (Rekondycjonowany (używany))

- Używana,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- **Medrad Stellant** jest precyzyjną, dwugłowicową strzykawką do podawania kontrastu oferującą grafikę wstrzyknięć w czasie rzeczywistym,
- **Na strzykawkę składają się:**
 - Głowica strzykawki,
 - Monitor o przekątnej 11",
 - Jednostka bazowa,
- **Cechy produktu:**
 - Możliwość przeprowadzania iniekcji jednocześnie z obu wkładów (kontrast i roztwór soli fizjologicznej) z zaprogramowaniem procentowej wartości wstrzykiwanego roztworu,
 - Zapewnia możliwość płukania solą fizjologiczną oraz rozbudowane opcje protokołów dla najbardziej zaawansowanych zastosowań klinicznych,
 - Automatyczny przesuw tłoków i napełnianie strzykawkę,
 - Umożliwia zmienne proporcje ruchu tłoka strzykawki z kontrastem i solą fizjologiczną jednocześnie,
 - Zintegrowana iniekcja testowa soli fizjologicznej,
 - Możliwość iniekcji testowej i wielofazowej do 6 faz / protokół,
 - Podgrzewanie wkładów (kontrastu i soli fizjologicznej),
 - Zaprojektowany dla złożonych protokołów CTA i CT serca,
 - Tworzy zwarty bolus kontrastowy dla lepszej wizualizacji,
 - Przy odpowiednim ratio lewa i prawa komora serca mogą być oświetlone równomiernie poprawiając jakość obrazu,
 - Posiada dwa wyświetlacze cyfrowe,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - Możliwość zapamiętania do 32 protokołów iniekcji,
 - Pozwala na graficzne monitorowanie ciśnienia w trakcie iniekcji,
- **Specyfikacja:**
 - Prędkość przepływu: 0,1 - 10 mL, krok 0,1 mL,
 - Objętość: od 1 mL do maksymalnej objętości strzykawki, krok 1 mL,
 - Programowalny limit ciśnienia: 345, 689, 1034, 1379, 1551, 1724, 2068, 2241 kPa,
 - Opóźnienie skanowania: 0 - 300 s, krok 1 s,
 - Pauza: 0 - 900 s, krok 1 s,
 - Czas wstrzyknięcia: 0 - 999 s,
 - Podgrzewanie strzykawki: 35° C ± 5° C,
 - Obsługiwana strzykawka: 200 mL,
- Mobilna, na wózku z 5 - ramienną podstawą **MEDRAD Model SHP 800:**
 - Posiada podwójne kółka o Ø 8 cm, w tym 2 z hamulcem,
 - Wyposażona w wieszak z dwoma hakami na płyny,
- **W zestawie:**
 - 2 łącza komunikacyjne,
 - Instrukcja obsługi w językach PL, EN (PDF),
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Strzykawki na wózku: 78 x 65 x 142 cm,
 - Monitora: 32 x 22 x 34 cm,
 - Bazy: 28 x 22 x 27,5 cm,
- Waga zestawu: 53 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

