



Video-laparoskop OLYMPUS HD ENDOEYE WA50012T (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus Endoeye** jest video - laparoskopem ze standardem wyświetlania 1080i High Definition Television (HDTV) dla platformy obrazowania EXERA II i HD ENDOEYE,
- **Zalety systemu:**
 - Przy 1080 liniach skanowania rozdzielczość obrazu jest około dwukrotnie wyższa niż w przypadku konwencjonalnego wyświetlacza telewizyjnego,
 - Możliwość współpracy z technologią NBI (Narrow Band Imaging), która może być wykorzystana do wspierania diagnostyki,
 - Pozwala na wyświetlanie nawet najdrobniejszych kapilar i delikatnych struktur z realistyczną wyrazistością,
 - Poprawiając dokładność procedur, HD ENDOEYE i EXERA II pomagają zwiększyć wydajność pracy,
- Posiada chip video H - CCD,
- Trwała i ergonomiczna, autoklawowalna konstrukcja,
- Możliwość kontrolowania jedną ręką dzięki trzem programowalnym przyciskom zdalnego sterowania,
- **Parametry techniczne:**
 - System optyczny:
 - Kąt widzenia: 30°,
 - Sonda endoskopowa:
 - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 10 mm,
 - Długość robocza: 250 mm,
 - Długość całkowita: 296 cm,
- Kompatybilny z systemem: EVIS EXERA II CV - 180, CLV - 180,
- Waga: 1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

