



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy kasetowe na obecność antygenu SARS-COV-2 (ślina) REALY TECH (1 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.C.R.,
- **Realy Tech** jest diagnostycznym testem kasetkowym in vitro do jakościowego wykrywania antygenów SARS - Cov - 2 w próbce śliny przy użyciu szybkiej metody immunochromatograficznej,
- Szybkie i łatwe pobieranie próbek śliny skraca czas potrzebny na wykonanie testu,
- Identyfikacja opiera się na wykryciu przeciwciał monoklonalnych, które są specyficzne dla antygenu koronawirusa,
- Odczyt wyniku możliwy po 10 - 20 minutach,
- Łatwe i samodzielne pobieranie próbek pozwala zmniejszyć ryzyko przeniesienia wirusa podczas wykonywania testu,
- Pozwala uniknąć problematycznego pobierania próbek z gardła lub nosogardzieli, dzięki czemu test jest odpowiedni również dla dzieci,
- Posiada deklarację zgodności CE i może być przedmiotem obrotu na terenie RP,
- **Specyfikacja:**
 - Czułość: 92,9 %,
 - Swoistość: 99,58 %,
- **W zestawie:**
 - Kasetka testowa,
 - Kolektor do pobrania śliny,
 - Probówka ekstrakcyjna z zatyczką i kroplomierzem,
 - Ampułka z buforem,
 - Ulotka w językach EN, DE,

