



Skaler ultradźwiękowy BIOSONIC US100 - 230CE (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji szwajcarskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Biosonic US100** jest skalerem ultradźwiękowym przeznaczonym do gabinetów stomatologicznych,
- Służy do rutynowego usuwania kamienia nazębnego oraz terapii periodontologicznej,
- Pracuje z częstotliwością 25 kHz lub 30 kHz,
- Płynna regulacja mocy ultradźwięków i dopływu wody,
- Posiada funkcję turbo do natychmiastowego ustawiania maksymalnej mocy,
- Niewielka powierzchnia podstawy minimalizuje zapotrzebowanie na miejsce w gabinecie stomatologicznym,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- **W zestawie:**
 - Końcówka do skalingu firmy **DENTSPLY**,
 - Załącznik nożny,
 - Wąż przyłączeniowy,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 27 x 13 x 14,5 cm,
- Waga: 3,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

