



### Źródło światła RICHARD WOLF 4015 (Rekondycjonowany (używany))

- Używane,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 220 VA,
- **Wolf 4015** to halogenowe źródło światła **znajdujące zastosowanie w procedurach diagnostycznych oraz chirurgicznych,**
- Wyposażone w 2 żarówki 150 W / 24 V,
- Kompatybilny ze światłowodami o  $\varnothing$  8 - 11 mm,
- Płynna regulacja natężenia światła,
- Pokrętko na froncie urządzenia pozwala na zmianę żarówek między główną i awaryjną oraz na zwolnienie blokady, by uzyskać do nich dostęp,
- Posiada uchwyt do przenoszenia,
- W zestawie przewód zasilający,
- Wymiary: 26,5 x 19,5 x 14,5 cm,
- Waga: 5,5 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

