



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## Respirator/Wentylator GE DATEX-OHMEDA ENGSTRÖM PRO (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 200 W,
- **Engström Pro** jest kompletnym stanowiskiem do wentylacji pacjenta, pozwalającym na pełną integrację procesu leczenia,
- Zaawansowane funkcje, dostęp sieciowy, możliwość integracji z innymi urządzeniami, prowadzenia dokumentacji pacjentów oraz podawania leków,
- Zintegrowana wentylacja i monitorowanie,
- Znaczne możliwości adaptacji do potrzeb oddziału,
- Możliwość prowadzenia wentylacji nieinwazyjnej,
- Skoncentrowanie na bezpieczeństwie pacjenta,
- Autoklawowalny, łatwy w czyszczeniu zawór wydechowy i czujnik przepływu,
- Elastyczny i ruchomy ekran pozwala na każdą zmianę jego położenia, by parametry oddechowe i elementy sterujące były zawsze widoczne i w zasięgu ręki,
- Monitor LCD o przekątnej 12" wyposażony w 2 uchwyty do łatwego pozycjonowania,
- Regulacja wysokości monitora w zakresie 23 cm,
- Możliwość zmiany kąta nachylenia monitora w zakresie 60 - 160° w zależności od wysokości położenia monitora,
- **Specyfikacja:**
  - Częstotliwość oddychania 0 - 120 BPM w zależności od trybu,
  - Szczytowy przepływ: 200 L/min,
  - Przepływ: 2 - 160 L/min, a w trybie pediatrycznym: 2 - 90 L/min,
  - Stężenie tlenu w mieszaninie oddechowej (FIO<sub>2</sub>): 21 - 100 % O<sub>2</sub>,
  - Stosunek wdechu do wydechu: 1:9 - 4:1,
  - Objętość oddechu: 20 - 2000 mL,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: polskim,
- Menu w języku: polskim,
- Mobilny, na podstawie na 4 kółkach,
- Wymiary: 38 x 36 x 122/145 cm,
- Waga: 72 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

