



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS Evis Exera II CV-180 ze źródłem światła CLV-180 (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Procesor obrazu OLYMPUS EVIS EXERA II Model CV-180:
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 150 VA,
 - Urządzenie posiada zdolność do przetwarzania obrazu w wysokiej rozdzielczości HDTV w celu zapewnienia najlepszej jakości obrazu w endoskopii i laparoskopii,
 - Kompatybilny z endoskopami serii EVIS 100/130/140 oraz EVIS EXERA 160,
 - Wyjście HD / SD SDI dla transferu wysokiej jakości obrazu wideo,
 - Posiada port na karty pamięci xD,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Wymiary: 50 x 37 x 9 cm,
 - Waga: 10 kg,
 - Źródło światła OLYMPUS EVIS EXERA II Model CLV-180:
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Moc: 500 VA,
 - Przystosowane do endoskopów giętkich,
 - Oświetlenie główne: żarówka ksenonowa MD 631 / 300 W,
 - Oświetlenie awaryjne: żarówka halogenowa 12 V / 35 W,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Urządzenie posiada niewielkie ślady użytkowania w postaci wgniecenia pokrywy,
 - Wymiary: 54 x 39 x 16 cm,
 - Waga: 15 kg,
 - Klawiatura OLYMPUS MAJ-1428,
 - Przewód Light Control MAJ-1411,
 - Przewód zasilający - 2 szt,
- **Brak przewodu Pigtail MAJ-1430 w zestawie - możliwość doposażenia za dodatkową opłatą,**
- Waga zestawu: 27 kg,
- Kat 03,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

OPIS I ZDJĘCIA POGLĄDOWE URZĄDZENIA

