



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Laser medyczny QUANTA SYSTEM Q1 QUANTA C\* (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej, (2010 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- **Quanta C\*** jest urządzeniem łączącym laser diodowy IR 980 nm (Quanta C) oraz laser zielony 532 nm (Quanta D),
- **Załącznik nożny i walizka noszą ślady użytkowania,**
- **Urządzenie wyposażone w:**
  - Wbudowany dotykowy ekran o przekątnej 6",
  - Przycisk bezpieczeństwa „STOP”,
  - Port kalibracyjny,
  - Zamek z kluczykiem blokujący urządzenie,
  - Zdalną blokadę drzwi,
  - Możliwość wyboru menu w języku: EN, IT,
  - 2 porty do podłączenia światłowodów,
  - Port RS - 232,
- **Specyfikacja:**
  - Rodzaj lasera: diodowy,
  - Tryby pracy: CW, impulsowy, seria impulsów,
  - Sposób dostarczenia wiązki: światłowod,
  - Długość fali (nm):
    - 532 nm,
    - 980 nm,
  - Długość impulsu: 3 - 2500 ms,
  - Częstotliwość powtarzania: 1 - 200 Hz,
  - Rozmiar plamki zabiegowej: 0,6 / 0,8 / 1,2 / 1,8 / 2,4 mm,
  - Liczba impulsów w serii: 1 - 50,
  - Wyłącznik czasowy: 1 s - 10 min,
- **W zestawie:**
  - Głowica ze światłowodem - 2 szt,
  - Końcówki dystansowe - 6 szt,
  - Zdalna blokada drzwi,
  - Załącznik nożny,
  - Kluczyk do zamka - 2 szt,
  - Instrukcja obsługi w języku polskim,
  - Walizka,
  - Przewód zasilający,
- Wymiary: 39,5 x 39 x 25 cm,
- Waga: 16,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

