



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Laser medyczny QUANTA SYSTEM Q1 QUANTA C* (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji włoskiej, (2010 r.),
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 300 VA,
- **Quanta C*** jest urządzeniem łączącym laser diodowy IR 980 nm (Quanta C) oraz laser zielony 532 nm (Quanta D),
- **Załącznik nożny i walizka noszą ślady użytkowania,**
- **Urządzenie wyposażone w:**
 - Wbudowany dotykowy ekran o przekątnej 6",
 - Przycisk bezpieczeństwa „STOP”,
 - Port kalibracyjny,
 - Zamek z kluczykiem blokujący urządzenie,
 - Zdalną blokadę drzwi,
 - Możliwość wyboru menu w języku: EN, IT,
 - 2 porty do podłączenia światłowodów,
 - Port RS - 232,
- **Specyfikacja:**
 - Rodzaj lasera: diodowy,
 - Tryby pracy: CW, impulsowy, seria impulsów,
 - Sposób dostarczenia wiązki: światłowod,
 - Długość fali (nm):
 - 532 nm,
 - 980 nm,
 - Długość impulsu: 3 - 2500 ms,
 - Częstotliwość powtarzania: 1 - 200 Hz,
 - Rozmiar plamki zabiegowej: 0,6 / 0,8 / 1,2 / 1,8 / 2,4 mm,
 - Liczba impulsów w serii: 1 - 50,
 - Wyłącznik czasowy: 1 s - 10 min,
- **W zestawie:**
 - Głowica ze światłowodem - 2 szt,
 - Końcówki dystansowe - 6 szt,
 - Zdalna blokada drzwi,
 - Załącznik nożny,
 - Kluczyk do zamka - 2 szt,
 - Instrukcja obsługi w języku polskim,
 - Walizka,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary: 39,5 x 39 x 25 cm,
- Waga: 16,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

