



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordynator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Monitor pacjenta/kardiomonitor WELCH ALLYN PROPAQ ENCORE 206 EL (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 8 V / 2,7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Monitor pacjenta Propaq Encore** został zaprojektowany specjalnie na potrzeby pogotowia ratunkowego i transportu krytycznego,
- Przystosowany do pracy na pokładach samolotów i śmigłowców,
- **Urządzenie posiada:**
  - Moduł rozszerzeń pozwalający na rozbudowę kardiomonitora o dodatkowe funkcje,
  - Możliwość podłączenia do defibrylatora poprzez gniazdo DEFIB SYNCHRO,
  - Funkcję FREEZE/UNFREEZE,
  - Alarmy akustyczne i wizualne z możliwością wyciszenia,
  - Uchwyt do przemieszczania i powieszenia,
  - Wbudowaną drukarkę na papier termiczny o szerokości 60 mm,
  - Monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej 7",
  - Menu w języku angielskim,
  - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Moduł rozszerzeń posiada opcje SNAP SHOT i PRINT TREND,
- **Urządzenie posiada ślady użytkownika w postaci rysy na ekranie oraz niewielkich pęknięć i otarć obudowy,**
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
  - ECG / EKG RESP - Przewód 3 - odprowadzeniowy,
  - SPO<sub>2</sub> - Nowy czujnik silikonowy,
  - NIBP - Nowy mankiet z przewodem powietrznym,
  - TEMP 1/2 - Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - INV. BP P1/P2 - Brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
  - CO<sub>2</sub> - Brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
  - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
  - Zasilacz 19 V,
- Wymiary: 20,5 x 19,5 x 25 cm,
- Waga zestawu: 7,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

