



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor WELCH ALLYN PROPAQ ENCORE 206 EL (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez 2 nowe wbudowane akumulatory 8 V / 2,7 Ah,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **Monitor pacjenta Propaq Encore** został zaprojektowany specjalnie na potrzeby pogotowia ratunkowego i transportu krytycznego,
- Przystosowany do pracy na pokładach samolotów i śmigłowców,
- **Urządzenie posiada:**
 - Moduł rozszerzeń pozwalający na rozbudowę kardiomonitora o dodatkowe funkcje,
 - Możliwość podłączenia do defibrylatora poprzez gniazdo DEFIB SYNCHRO,
 - Funkcję FREEZE/UNFREEZE,
 - Alarmy akustyczne i wizualne z możliwością wyciszenia,
 - Uchwyt do przemieszczania i powieszenia,
 - Wbudowaną drukarkę na papier termiczny o szerokości 60 mm,
 - Monitor ciekłokrystaliczny o przekątnej 7",
 - Menu w języku angielskim,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Moduł rozszerzeń posiada opcje SNAP SHOT i PRINT TREND,
- **Urządzenie posiada ślady użytkownika w postaci rysy na ekranie oraz niewielkich pęknięć i otarć obudowy,**
- **Wyposażony w następujące moduły z pełnym okablowaniem i czujnikami:**
 - ECG / EKG RESP - Przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO₂ - Nowy czujnik silikonowy,
 - NIBP - Nowy mankiet z przewodem powietrznym,
 - TEMP 1/2 - Brak czujnika w zestawie (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - INV. BP P1/P2 - Brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
 - CO₂ - Brak linii pomiarowej (**możliwość doposażenia za dodatkową opłatą**),
- **W zestawie:**
 - Instrukcja obsługi w języku angielskim (PDF),
 - Zasilacz 19 V,
- Wymiary: 20,5 x 19,5 x 25 cm,
- Waga zestawu: 7,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- **Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,**

