



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Szafa lekarska PRAISTECH FIBI (Produkt nowy)

- Nowa,
- Produkcji polskiej,
- **Szafa lekarska Fibi** posiada trwałą, metalową konstrukcję,
- Wyposażona w dwuskrzydłowe, przeszklone drzwi z zamkiem,
- Cztery półki zapewniają dużo miejsca do przechowywania,
- Możliwość regulacji wysokości półek dzięki perforowanym szynom z otworami co 1,5 cm,
- **W zestawie 2 kluczyki,**
- Wymiary:
 - Półki: 90 x 37,5 cm,
 - Ogólne: 90 x 40 x 185 cm,
- Waga: 44,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja 24 miesiące,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

