



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Video-procesor OLYMPUS OTV-SX2 ze źródłem światła CLV-S30 i kamerą (zestaw) (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **W skład zestawu wchodzi:**
 - Video-procesor obrazu OLYMPUS Model OTV-SX2:
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Posiada następujące wejścia i wyjścia: VIDEO OUT, Y/C 2x, RGB, H. COPY, SYSTEM, VTR REMOTE, EXT IN, LIGHT CONT,
 - System kolorów: PAL,
 - Regulacja nasycenia kolorów (czerwony, niebieski),
 - Funkcja balansu bieli,
 - Możliwość regulacji przystony,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Wymiary: 36,5 x 30 x 9 cm,
 - Waga: 3,5 kg,
 - Źródło światła OLYMPUS Model CLV-S30:
 - Zasilanie: 230 V,
 - Częstotliwość: 50/60 Hz,
 - Przystosowane do endoskopów sztywnych,
 - Oświetlenie główne: żarówka ksenonowa MD 631 / 300 W,
 - Żywotność żarówki: 500 h,
 - Temperatura barwowa: 6000 K,
 - 5 - stopniowa regulacja natężenia światła,
 - Oświetlenie awaryjne: żarówka halogenowa 24 V / 150 W,
 - Tryby pracy: automatyczny i manualny,
 - Posiada wskaźnik żywotności żarówki,
 - Foliowany panel sterowania,
 - Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
 - Wymiary: 40 x 39 x 13,5 cm,
 - Waga: 12 kg,
 - Głowa kamery OLYMPUS Model OTV-SX2:
 - Wyposażona w adapter OLYMPUS Model AR-SX12E do endoskopów sztywnych,
 - Posiada 2 przyciski ułatwiające sterowanie kamerą,
 - Przewód zasilający - 2 szt,
- Waga zestawu: 17 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

