



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Monitor pacjenta/kardiomonitor FUKUDA DENSHI DS-7001 (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- Zasilanie: 230 V oraz poprzez 1 wbudowany akumulator 12 V / 880 mH,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 40 VA,
- **Fukuda Denshi DS-7001** to kompaktowy, oszczędzający miejsce monitor pacjenta,
- Intuicyjna obsługa,
- Automatyczna kalibracja przed rozpoczęciem pomiaru,
- Zabezpieczenie przed wstrząsem defibrylacyjnym,
- Alarmy wizualne i akustyczne,
- Kolorowy wyświetlacz LCD o przekątnej 3,5" **z niewielką rysą nie wpływającą na komfort użytkownika monitora**,
- Możliwość wyboru menu w języku: EN, DE, FR, IT, PT, ZH,
- Foliowany panel sterowania,
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- Możliwość zapisu danych na karcie CF,
- **Specyfikacja:**
 - Zakres pomiaru:
 - Pulsu: 20 - 250 bpm, ± 3 bpm,
 - Saturacji krwi: 1 - 100%, ± 3 %,
 - Ciśnienia:
 - Dorośli: 10 - 280 mmHg,
 - Dzieci: 10 - 180 mmHg,
 - Noworodki: 10 - 120 mmHg,
 - Matryca wyświetlacza: TFT,
 - Rozdzielczość: 240 x 320 px,
- Monitor osadzony na mobilnym wózku:
 - Wyposażony w wygodny gumowany uchwyt oraz koszyk,
 - 5 - ramienna podstawa na kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- **Wyposażony w następujące moduły i okablowanie:**
 - EKG - Nowy przewód 3 - odprowadzeniowy,
 - SPO2 - Nowy czujnik klipsowy,
 - NIBP - Mankiet z przewodem powietrznym,
 - Przewód zasilający,
- Wymiary:
 - Monitora: 29 x 19 x 11 cm,
 - Ogólne: \varnothing 60 x 139 cm,
- Waga zestawu: 8,5 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

