



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Video-laparoskop OLYMPUS HD ENDOEYE WA50010A (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Olympus Endoeye** jest video - laparoskopem ze standardem wyświetlania 1080i High Definition Television (HDTV) dla platformy obrazowania EXERA II i HD ENDOEYE,
- **Zalety systemu:**
  - Przy 1080 liniach skanowania rozdzielczość obrazu jest około dwukrotnie wyższa niż w przypadku konwencjonalnego wyświetlacza telewizyjnego,
  - Możliwość współpracy z technologią NBI (Narrow Band Imaging), która może być wykorzystana do wspierania diagnostyki,
  - Pozwala na wyświetlanie nawet najdrobniejszych kapilar i delikatnych struktur z realistyczną wyrazistością,
  - Poprawiając dokładność procedur, HD ENDOEYE i EXERA II pomagają zwiększyć wydajność pracy,
- Posiada chip video H - CCD,
- Trwała i ergonomiczna, autoklawowalna konstrukcja,
- Możliwość kontrolowania jedną ręką dzięki trzem programowalnym przyciskom zdalnego sterowania,
- **Posiada ślady użytkowania w postaci porysowanej rękojeści oraz końcówki sondy,**
- **Parametry techniczne:**
  - System optyczny:
    - Kąt widzenia: 0°,
  - Sonda endoskopowa:
    - Średnica zewnętrzna końcówki sondy endoskopowej: 10 mm,
    - Długość robocza: 325 mm,
  - Długość całkowita: 296 cm,
- Kompatybilny z systemem: EVIS EXERA II CV -180, CLV - 180,
- Waga: 1,5 kg,
- Kat 02,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

