



PRAISTON Sp. z o.o.
 ul. Górowska 32
 64-100 Leszno
 Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
 Serwis: +48 782 844 000
 Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
 Krzysztof Wybieralski
 +48 882 762 006

kw@praiston.pl



Certyfikowany Test/Testy antygenowy Zhenrui COVID-19 (25 szt.) (Produkt nowy)

- Nowy,
- Produkcji P.R.C.,
- **Testy Zhenrui** służą do szybkiego jakościowego wykrywania antygeny Covid-19 w próbce pobranej z nosa, jamy nosowo-gardłowej lub próbki śliny,
- Przeznaczony do użytku w profesjonalnych placówkach medycznych,
- Odczyt wyniku możliwy po 20 minutach,
- **Specyfikacja:**
 - Czulość: 96 %,
 - Swoistość: 97 %,
 - Dokładność: 96,5 %,
- **W zestawie:**
 - Kasetka testowa - 25 szt,
 - Patyczek wymazowy do pobrania próbki z nosa - 25 szt,
 - Patyczek wymazowy do pobrania próbki z jamy nosowo-gardłowej - 25 szt,
 - Kolektor do pobrania próbki śliny - 25 szt,
 - Zakraplacz - 25 szt,
 - Probówka ekstrakcyjna z buforem - 25 szt,
 - Teksturowy statyw na probówki,
 - Instrukcja obsługi w językach: PL, EN, DE, FR, IT, ES, PT, NL,



