



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordinator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Kaseta do sterylizacji OLYMPUS A05952A (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji japońskiej,
- **Pojemnik Olympus** służy do sterylizacji i przechowywania endoskopów sztywnych,
- Wyposażony w gumowe uchwyty do zamocowania endoskopu,
- 4 klipsy zabezpieczają pojemnik przed przypadkowym otwarciem,
- **Pojemnik nosi ślady użytkowania,**
- Wymiary: 67 x 21 x 7 cm,
- Waga: 1 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

