



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Komputer medyczny ACL 19" ACL OR-PC 19LP (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji niemieckiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- **ACL** jest medycznym, bezwentylatorowym, kompaktowym komputerem PC,
- Przeznaczony do pracy ciągłej 24/7 w środowisku pacjenta,
- Przystosowany do chłodzenia konwekcyjnego,
- Wyposażony w wewnętrzny wyświetlacz TFT o przekątnej 19" i szerokim kącie widzenia,
- Posiada łatwą w utrzymaniu w czystości konstrukcję,
- **Posiada następujące wejścia i wyjścia:**
  - HDMI,
  - DVI,
  - LAN - 2 szt,
  - USB 2.0 - 4 szt,
  - COM 1 i 2,
  - SOUND,
- **Specyfikacja:**
  - Rozdzielczość: 1280 x 1024 px,
  - Kontrast 1500:1,
  - Jasność 300 cd/m<sup>2</sup>,
  - Kąt widzenia: 178°/178°,
  - Procesor: IntelCore i7,
  - Pamięć RAM: 4 GB,
  - System: Windows 10 Pro,
- **Obudowa komputera posiada niewielkie ślady użytkowania,**
- Klawiatura na panelu sterowania w języku: angielskim,
- W zestawie przewód zasilający,
- Wymiary: 43 x 36 x 10 cm,
- Waga: 10 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

