



**PRAISTON Sp. z o.o.**  
ul. Górowska 32  
64-100 Leszno  
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67  
Serwis: +48 782 844 000  
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: [biuro@praiston.pl](mailto:biuro@praiston.pl)

Koordinator ds. sprzedaży  
Krzysztof Wybieralski  
+48 882 762 006

[kw@praiston.pl](mailto:kw@praiston.pl)



## **Stół RTG GOLEM SKIA (Rekondycjonowany (używany))**

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Golem Skia** jest jednosegmentowym stołem RTG z pływającym blatem,
- Płynna, elektryczna regulacja położenia blatu:
  - Za pomocą pilota przewodowego:
    - Przesuw wzdłużny w zakresie 90 cm,
    - Przesuw poprzeczny w zakresie 45 cm,
  - Zmiana wysokości za pomocą załącznika nożnego w zakresie 30 cm,
- Wyposażony w odpinany materac z tapicerką z atestem medycznym w kolorze zielonym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Przystosowany do ramienia C,
- Stabilny, na czterech stopkach z regulacją wysokości,
- **Podstawa stołu, materac oraz pilot posiadają niewielkie ślady użytkowania,**
- **W zestawie:**
  - Pilot przewodowy,
  - Załącznik nożny,
- Wymiary:
  - Materaca: 210 x 77 x 5 cm,
  - Ogólne: 211,5 x 135 x 67/97 cm,
  - Odległość między kolumnami:
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 172 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
  - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
  - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

