



PRAISTON Sp. z o.o.
ul. Górowska 32
64-100 Leszno
Polska

Biuro: +48 65 527 01 67
Serwis: +48 782 844 000
Fax: +48 65 527 01 67

E-mail: biuro@praiston.pl

Koordynator ds. sprzedaży
Krzysztof Wybieralski
+48 882 762 006

kw@praiston.pl



Stół RTG GOLEM SKIA (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji czeskiej,
- Zasilanie: 230 V,
- Częstotliwość: 50/60 Hz,
- Moc: 120 VA,
- **Golem Skia** jest jednosegmentowym stołem RTG z pływającym blatem,
- Płynna, elektryczna regulacja położenia blatu:
 - Za pomocą pilota przewodowego:
 - Przesuw wzdłużny w zakresie 90 cm,
 - Przesuw poprzeczny w zakresie 45 cm,
 - Zmiana wysokości za pomocą załącznika nożnego w zakresie 30 cm,
- Wyposażony w odpinany materac z tapicerką z atestem medycznym w kolorze zielonym (**możliwość wymiany tapicerki na nową, z naszego wzornika kolorów za dodatkową opłatą**),
- Przystosowany do ramienia C,
- Stabilny, na czterech stopkach z regulacją wysokości,
- **Podstawa stołu, materac oraz pilot posiadają niewielkie ślady użytkowania,**
- **W zestawie:**
 - Pilot przewodowy,
 - Załącznik nożny,
- Wymiary:
 - Materaca: 210 x 77 x 5 cm,
 - Ogólne: 211,5 x 135 x 67/97 cm,
 - Odległość między kolumnami:
- Maksymalny udźwig: 200 kg,
- Waga: 172 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 3 miesiące na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

