



Wózek do diatermii VALLEYLAB (Rekondycjonowany (używany))

- Używany,
- Stan techniczny: bardzo dobry,
- Stan wizualny: bardzo dobry,
- Produkcji U.S.A.,
- **Valleylab** jest funkcjonalnym wózkiem do przechowywania oraz przemieszczania diatermii chirurgicznej,
- **Wyposażony w:**
 - Górny blat o powierzchni roboczej o wymiarach 49,5 x 44 cm,
 - Otwory montażowe,
 - Półkę na przewody i akcesoria o wysokości 11 cm,
 - Dolny blat o wymiarach 54 x 46 cm,
 - Uchwyty do organizacji przewodów oraz przemieszczania wózka,
- Dolny blat posiada ścianki zabezpieczające znajdujące się na nim przedmioty przed upadkiem,
- Mobilny na kółkach, w tym 2 z hamulcem,
- Wymiary: 67 x 49,5 x 89 cm,
- Waga: 19 kg,
- Posiada wystawiony aktualny Paszport Techniczny,
- Gwarancja:
 - 6 miesięcy na rynek krajowy - Polska,
 - 1 miesiąc na rynek międzynarodowy,
- Możliwość finansowania (tylko Polska): Raty, Leasing, Pożyczka,

